

CATÉTER INTRAVASCULAR

1. CATÉTER + HEMOCULTIVO

- Enviar únicamente catéteres cuando se sospeche infección relacionada con el mismo. Se debe enviar conjuntamente con hemocultivos de vía periférica para mejor interpretación de resultados.



2. DESINFECCIÓN

- Desinfectar con alcohol de 70º unos 10 cm de la zona circundante al catéter. Hacerlo en forma de círculos comenzando por el centro y dejar secar 1 minuto.
- Repetir la misma operación con alcohol yodado, dejando que se seque durante un minuto



3. EXTRACCIÓN

Extraer el catéter en condiciones estériles y con ayuda de unas pinzas y tijeras estériles cortar los últimos 3-5 cm.



ENVIAR A MICROBIOLOGÍA INMEDIATAMENTE: TUBO NEUMÁTICO Nº 103 O 538