

# EXUDADO FARÍNGEO


## 1. DEPRESOR

- Con ayuda de un depresor lingual, se frotará con la torunda las amígdalas, faringe posterior, zonas inflamadas o con exudado purulento. Se evitará contaminación con lengua, mucosa oral o úvula.



## 2. TORUNDAS

- Se utilizarán dos torundas distintas en función de la sospecha:
  1. Con medio de transporte gelificado para bacterias.
  2. Con medio de transporte para virus.
- Se deberán etiquetar con el mismo número de muestra.



ENVIAR A MICROBIOLOGÍA: TUBO NEUMÁTICO Nº 103 O 538