

Area de Laboratorio	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP - LGE - 019
	RECOGIDA DE HECES PARA ANÁLISIS DE GRASA	Versión 1.1 Página 1 de 2

1. Breve Información:

Este procedimiento consiste en la recogida de las heces correspondientes a 3 deposiciones diferentes y consecutivas.

2. Material necesario que le entregarán en el Centro:

Tres contenedores de plástico no estériles de 100 ml (Cód. 3002861).

3. Preparación previa del paciente:

No requiere.

4. Procedimiento de recogida

Recoja las heces de 3 deposiciones diferentes y **consecutivas**. Las deposiciones pueden ser o no del mismo día, pero lo importante es que sean consecutivas. Cada deposición debe realizarse sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado (no contendrá restos de jabones, detergentes ni desinfectantes).

Transfiera, cuidadosamente cada una de las deposiciones a los botes que se le entregaron en el centro. Es preciso que cada deposición se guarde en un frasco distinto y no llenarlo más de la mitad. **Importante: Evitar contaminar las heces con orina.**

Cierre bien los frascos después de cada recogida e **identifique cada muestra** con su nombre y fecha, no es preciso que figure el nº de orden de la deposición en los botes.

Guarde las 3 muestras en la nevera (NO EN EL CONGELADOR) hasta su envío a laboratorio.

El día que obtenga la tercera muestra acuda por la mañana a la sala de extracciones del hospital y entregue los frascos debidamente cerrados e identificados.

