



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE</b>   | <b>IP 010</b>   |
|   | <b>RECOGIDA DE HECES PARA QUIMIOTRIPSINA<br/>y <math>\alpha_1</math>-ANTRIPSINA</b> |  |

**1. Breve Información:**

Este procedimiento consiste en la recogida de las heces para análisis de Quimiotripsina y  $\alpha_1$ -Antripsina

**2. Material necesario que le entregarán en el Centro**

Un contenedor de plástico no estéril de 100 mL con tapón de rosca.

**3. Preparación previa del paciente:**

No se necesita ninguna preparación especial.

**4. Procedimiento de recogida**

Recoja las heces sobre un recipiente de boca ancha. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado. No contendrá restos de jabones, detergentes o desinfectantes.

Transfiera una porción, como mínimo del tamaño de una nuez, al contenedor.

Cierre bien el contenedor e identifíquelo con su nombre y apellidos.

Guarde el contenedor con la muestra en la nevera (NO EN EL CONGELADOR) hasta su entrega en el hospital.

**5. Precauciones especiales**

No requiere.

***No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite***