

TEST DEL ALIENTO

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Se trata de una prueba específica para la determinación del helicobacter pylori.

1. El paciente debe estar en AYUNAS.
2. No debe haber tomado OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, LANSOPRAZOL, ESOMEPRAZOL ni RABEPRAZOL durante, al menos, los últimos 15 días. Sí puede tomar Ranitidina o antiácidos.
3. No debe haber tomado ANTIBIÓTICOS en las tres semanas anteriores a realizarse la prueba.
4. No habrá fumado, al menos, desde la noche anterior a la realización de la prueba (al menos 12 horas).

Es importante seguir correctamente las instrucciones de uso con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados de la prueba.

FASES DE LA TECNICA

La técnica se divide en dos fases:

- 1.- El paciente soplará dentro de una bolsa, con un soplado continuo (pre)
- 2.- Tomará un comprimido de ureasa, que se le proporcionará en el momento de la realización de la prueba, con un poco de agua
- 3.- Esperará durante 20 minutos
- 4.- Transcurridos los 20 minutos, pasará de nuevo al box de extracciones para realizar un segundo soplado en una nueva bolsa (post)