

PREPARACIÓN ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA CON MOVIPREP®

5 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA	DIETA POBRE EN RESIDUOS																										
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentos permitidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pescado blanco a la plancha o hervido, tortilla francesa, jamón serrano o cocido, carnes magras a la plancha, agua, café o infusiones, leche desnatada, zumos y caldos colados. ○ Pan blanco, arroz blanco y pasta (no integral). • Alimentos prohibidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verduras, fruta, legumbres, hortaliza, patatas, pan integral, arroz y pasta integrales, guisos de carne o pescado, embutidos, bollería, chocolate, bebidas con gas. 																											
EL DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA	DIETA LÍQUIDA																										
<ul style="list-style-type: none"> • Sólo podrá tomar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té y agua con abundancia o dieta polimérica:..... ○ 8 horas antes de la prueba deberá mantenerse en ayunas. No podrá comer ni beber nada (ni siquiera agua) 																											
A PARTIR DE LAS 16h DEL DÍA ANTERIOR DE LA PRUEBA	Administración de Moviprep® (Preparación: según indicaciones del producto)																										
<table border="1" data-bbox="217 922 1374 1122"> <thead> <tr> <th>Peso</th> <th>Volumen</th> <th>1ª toma (16:00h)</th> <th>2ª toma (20:00h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-15 kg</td> <td>500 ml de solución (2 vasos)</td> <td>1 vaso</td> <td>1 vaso</td> </tr> <tr> <td>15-20 kg</td> <td>750 ml de solución (3 vasos)</td> <td>1,5 vasos</td> <td>1,5 vasos</td> </tr> <tr> <td>20-30 kg</td> <td>1000 ml de solución (4 vasos)</td> <td>2 vasos</td> <td>2 vasos</td> </tr> <tr> <td>30-40 kg</td> <td>1500 ml de solución (6 vasos)</td> <td>3 vasos</td> <td>3 vasos</td> </tr> <tr> <td>>40 kg</td> <td>2000 ml de solución (8 vasos)</td> <td>4 vasos</td> <td>4 vasos</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Ingerir de forma adicional 25 ml/Kg de líquidos claros: ml totales - El volumen correspondiente a cada toma debe tomarse como máximo a lo largo de una hora, independientemente del volumen total. <ul style="list-style-type: none"> • Suspender la administración cuando las deposiciones sean líquidas y transparentes. • En el caso de que tras la administración de lo anteriormente descrito las deposiciones no sean transparentes y líquidas antes de dormir, administrar un FISIOENEMA® de Suero Salino Fisiológico (CN 202574.5) de 250-500 ml. • Se debe administrar en todos los casos un FISIOENEMA® de Suero Salino Fisiológico (CN 202574.5) de 250-500 ml a primera hora de la mañana del día de la exploración. 				Peso	Volumen	1ª toma (16:00h)	2ª toma (20:00h)	10-15 kg	500 ml de solución (2 vasos)	1 vaso	1 vaso	15-20 kg	750 ml de solución (3 vasos)	1,5 vasos	1,5 vasos	20-30 kg	1000 ml de solución (4 vasos)	2 vasos	2 vasos	30-40 kg	1500 ml de solución (6 vasos)	3 vasos	3 vasos	>40 kg	2000 ml de solución (8 vasos)	4 vasos	4 vasos
Peso	Volumen	1ª toma (16:00h)	2ª toma (20:00h)																								
10-15 kg	500 ml de solución (2 vasos)	1 vaso	1 vaso																								
15-20 kg	750 ml de solución (3 vasos)	1,5 vasos	1,5 vasos																								
20-30 kg	1000 ml de solución (4 vasos)	2 vasos	2 vasos																								
30-40 kg	1500 ml de solución (6 vasos)	3 vasos	3 vasos																								
>40 kg	2000 ml de solución (8 vasos)	4 vasos	4 vasos																								